

## Einweg-Batteriekauter

steril verpackt, Low- und High-Temperature



Bovie®, USA, ist der führende Hersteller von batteriebetriebenen Kautern.

Die Kauter bieten durch die Schnapp-Design-Optimierung mit einem versenkten Knopf eine neue erhöhte Sicherheit, um das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung zu verringern.

Die Kauter-Einheit ist so modifiziert, dass der Anwender nach dem Einsatz das Ende des Kauters „abbrechen“ kann, um die Batteriestromquelle sicher und effektiv zu entfernen.

**BESTSELLER**

Artikelnummer	BBAA00	BBAA04	BBAA90	BBAA01
Typ	Low-Temperature	Low-Temperature	Low-Temperature	High-Temperature
Spitze	<b>Fine tip</b>	<b>Elongated fine tip</b>	<b>Ultrafine tip</b>	<b>Fine tip</b>
Betriebstemperatur	704° C	593° C	545° C	1204° C
Stromversorgung	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V
Haltbarkeit	4 Jahre	4 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Stück/Packung	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück

# Low-Temperature Kauter




**BESTSELLER**

## Steriler Einweg Kauter, feine Spitze

**Artikelnummer: BBAA00**


Temperatur: 704° C  
10 Stück / Packung



## Steriler Einweg Kauter, feine lange Spitze

**Artikelnummer: BBAA04**

Temperatur: 593° C  
10 Stück / Packung



## Steriler Einweg Kauter, extra feine Spitze

**Artikelnummer: BBAA90**

Temperatur: 545° C  
10 Stück / Packung



## Steriler Einweg Kauter, feine Spitze

**Artikelnummer: BBAA00**

Temperatur: 1204° C  
10 Stück / Packung

